

RUOTINO AGGIUNTIVO per la MOBILITÀ "FREEDOM WHEEL" SCHEMA TECNICA - REQUISITI CARROZZINE - MODELLI COMPATIBILI

FreeWheel

Ruotino aggiuntivo per carrozzina, sollevando le ruote anteriori della stessa permette di muoversi con maggiore autonomia e minor sforzo su terreni sconnessi o situazioni di outdoor in genere. FreeWheel esclude la necessità di "impennare" la carrozzina su questi tipi di fondi e facilita il superamento di ostacoli, come gradini e marciapiedi. **codice articolo ALLM FREEWHEEL**



2,5 kg ↑ 35 cm ↔ 59 cm 12x1/2x2.1/4



Per maggiori informazioni contattare i nostri referenti di zona o in alternativa i nostri specialisti di prodotto.

REQUISITI per CARROZZINE con TELAIO RIGIDO

- **pedana fissa** (come foto A, B, C*)
- **altezza massima della pedana da terra 11 cm**
- **angolazione pedana inferiore al 12%**

* pedana da bloccare come da indicazioni di montaggio



A



B



C

REQUISITI per CARROZZINE con TELAIO PIEGHEVOLE

- **carrozzine con pedana separata** (valutare lo spazio tra le due pedane)
- **diametro tubi orizzontali 1" (2,54 cm) o 1-1/8" (2,85 cm)***
*disponibili spessori personalizzati per tubi da 19 e 22 mm [cod. AD34-cod. AD78]
- **larghezza tra i tubi orizzontali compresa tra 13" (33 cm) e 19" (48 cm)**
- **altezza da terra dei tubi orizzontali e poggiatesta:**
 - o da 6" (15,24 cm) a 16" (40,50 cm)
 - o da 10" (25,40 cm) a 16" (40,50 cm)
- **minimo 2,5" (6,35 cm) di spazio libero fra i tubi orizzontali**
- **altezza massima della pedana poggiatesta da terra: 11 cm**



Verificato il rispetto di queste "condizioni" è possibile montare il ruotino aggiuntivo per la mobilità FREEDOM WHEEL sulla carrozzina pieghevole utilizzando l'apposito ADATTATORE.

CARROZZINE PIEGHEVOLI: ADATTATORE



1,3 kg
250 kg

Questo adattatore si applica sui tubi telaio orizzontali della carrozzina. I due tubi laterali devono essere paralleli. L'adattatore si applica e si rimuove in pochi secondi svitando il pomello sul tubo laterale.

codice articolo ALLM FREEADAT

listino prezzi al pubblico IVA 4% esclusa - validità 1giu25



codice AllmoBILITY	descrizione articolo	prezzo iva 4% esclusa
ALLM FREEWHEEL	FREEDOM WHEEL ruotino aggiuntivo per la mobilità	€ 750
ALLM FREEADAT	Adattatore per FREEDOM WHEEL su carrozzine pieghevoli	€ 220

RUOTINO "FREEWHEEL": ELENCO delle PRINCIPALI CARROZZINE COMPATIBILI

Di seguito proponiamo **alcuni** dei **modelli** di **carrozzina** dove è **possibile** montare il **ruotino aggiuntivo per la mobilità FREEDOM WHEEL**.
Ci preme sottolineare che, **se per le carrozzine standard non esistono particolari problemi**, è sempre utile **rivolgersi ad AllmoBILITY** in presenza di un **modello** di **carrozzina** molto datato o di **importazione orientale**.

CARROZZINE A TELAIO RIGIDO

produttore INVACARE/KUSCHALL

modello Kuschall K-Series¹, Kuschall Advanced¹

produttore OFFCARR

modello Venus EOS, EOS3, Quasar, Venus Elite, Zodiac, Fenice, Heka, Themis, Themis Prestige

produttore TiLiTE

modello TiLite TRA, TiLite TR, TiLite ZR, TiLite ZRA, Aero T, Aero Z

produttore KI MOBILITY

modello Rogue, Little Wave "Clik", Little Wave³

produttore OTTOBOCK

modello Ventus

produttore SUNRISE MEDICAL

modello Q7, Helium⁷, Argon2⁷, Quickie GT, Quickie 5R⁸

produttore PROGEO

modello Joker, Joker R2, Duke⁴, Junior Light Carbon Max, Joker Energy, Noir 2.0

produttore ARIA

modello 1.0⁹, 2.0¹⁰, Speciale¹⁰, Ultra¹⁰

produttore WOLTURNUS/BODYTECH

modello W5 SL, W5 S

CARROZZINE PIEGHEVOLI

produttore INVACARE/KUSCHALL

modello Action 3*, Kuschall Ultralight

**con profondità non inferiore a 40 cm*

produttore OFFCARR

modello Vega, Diva, Alhena, Althea, Elegant, QPX

produttore TiLiTE

modello TiLite 2GX2, Aero X²

produttore OTTOBOCK

modello Avantgarde 4 DS, Avantgarde 4 DV, Start 4

produttore SUNRISE MEDICAL

modello Quickie RXS, Quickie Life, Quickie Family, Quickie 2, Quickie Easy 300, QXi, QX, M6, Rubix, Sopur Easy 200, Sopur Easy 300

produttore PROGEO

modello Exelle, Exelle Vario, Basic Light, Junior 2

produttore MOVE/BODYTECH

modello MOTION COMPOSITES

- 1- **necessitano di un poggiapiedi tubolare**
- 2- **larghezze inferiori a 33 cm possono richiedere una modifica all'ADATTATORE**
- 3- **necessita di una pedana poggiapiedi unica**
- 4- **specificare di voler utilizzare FreeWheel al momento della produzione**
- 5- **con adattatore se pedana con poggiapiedi separato**
- 6- **il poggiapiedi deve essere allo stesso livello del tubo anteriore (non è possibile montare il ruotino aggiuntivo in caso di sporgenza)**
- 7- **rimuovere i distanziali tra la pedana e il morsetto**
- 8- **ruotino aggiuntivo non montabile in caso di presenza di poggiapiedi ribaltabili**
- 9- **con pedana poggiapiedi unica - tubolare superleggera saldata non regolabile in altezza - modello FONOT**
- 10- **con pedana poggiapiedi unica - tubolare leggera - modello FOOTFU**